

Zakkenstortkabinet

Toepassing

Industrie:

Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

- Grote oplegtafel
- Ergonomische werkhoogte
- Beproeft concept
- Heeft weinig tot geen onderhoud nodig
- Volledig afsluitbaar
- Geïntegreerd afzuigfilter (optie)
- Uitbreidbaar met zakkenverdichter (optie)
- Uitbreidbaar met roerwerk (agitator) (optie)
- Uitbreidbaar met pennenbreker of messenbreker (optie)
- Integratie weegcellen in basisframe (optie)

Uitvoeringen:

Zakkenstort met afzuiging, gewogen uitvoeringen, uitvoering met brekerpennen of woel armen, stortkabinet in combinatie met agitatorbodem of doseerschroef.

Omschrijving

Het verwerken van stortgoed uit 25kg zakken is een arbeidsintensief karwei. Producten kunnen stofdelen uitstoten welke gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Met een goede afzuiging met filterunit, houdt u de werkplek voor uw werknemers veilig.

Het verwerken van zakken waar veel agglomeraten in zitten welke ontstaan zijn door langdurige opslag of vocht, kunnen direct door een gekoppelde breker verkleint worden. De ontwerpers van Klinkenberg hebben rekening gehouden met een modulaire opbouw waar de nodige combinatie gemaakt kunnen worden.

Opties:

Geïntegreerd filtersysteem, systeem uitbreidbaar met een pennen of messenbreker, Mogelijkheid om de legezakken direct te compacteren in een van onze zakkenverdichters.

Toepassing:


Veel industrieën gebruiken de zakkenstort van Klinkenberg.





Zakkenstort met een geïntegreerde voedingsschroef, stofafzuiging en bordes.



Zakkenstort met doseerschroef en stofafzuiging.



3D uiteenzetting.



DATA			
MODEL	INHOUD	CAPACITEIT	MATERIAAL
KZS-0100	100 liter	N.V.T.	Staal / RVS
KZS-0200	200 liter	N.V.T.	Staal / RVS
KZS-0300	300 liter	N.V.T.	Staal / RVS
KZS-0400	400 liter	N.V.T.	Staal / RVS
KZS-0500	500 liter	N.V.T.	Staal / RVS



Uitvoering / Opties



Open zakkenstort met doseerschroef en snijrooster.



Zakkenstort met doseerschroef en agitatorbodem.



Zakkenstort met voeding van een doseerschroef.



Zakkenstort voorzien van weegcellen.



Zakkenstort met filterunit en doseerschroef